



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr kliniczny INTERACOUSTICS AC40 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji duńskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Audiometr AC40** jest zaawansowanym audiometrem klinicznym z możliwością audiometrii dużych częstotliwości,
 - Posiada zaprogramowane wstępnie i zautomatyzowane testy dla ułatwienia prezentowane na dużym ekranie LCD 10",
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - AC40 jest standardowo wyposażony w audiometrię dużych częstotliwości, wieloczęstotliwościową, MLD, wbudowanym wzmacniaczem pola swobodnego i wiele innymi,
 - Dwa kanały AC40 funkcjonują niezależnie, do tego stopnia, że dźwięki dwóch różnych częstotliwości mogą być podawane jednocześnie z dwóch kanałów,
 - **Zakres częstotliwości:**
 - 125 - 16000Hz podzielony na dwa zakresy: 125-8000Hz i 8-16kHz,
 - **Rozdzielczość częstotliwości:**
 - Multi frequency. Programowalne w skokach 1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 oktawy,
 - **Modulacja:**
 - **Programowalne częstotliwości:** 5, 10, 25, 50 Hz,
 - **Programowalne natężenie:** ± 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25%,
 - **Maskowanie synchroniczne:**
 - Sprzęga tłumik kanału 2 z tłumikiem kanału 1,
 - **Tłumiki:**
 - Bezklikowe, -10 do 120 dB HL w skokach 1dB lub 5dB,
 - **Włączniki tonu:** Ciche włączniki na panelu sterującym lub zdalne włączanie tonu,
 - **Rodzaje testów:**
 - **Tonalny:** Ręczny, ciągły, impulsy pojedyncze lub wielokrotne,
 - **Mowy:** żywym głosem przez mikrofon na gęsiej szyjce lub mikrofon zewnętrzny. Wejścia do odtwarzacza zewnętrznego,
 - **Licznik wyników:** Oblicza % prawidłowych odpowiedzi,
 - **Automatyczny test progowy:** Sterowany przez pacjenta test oparty na metodzie Hughson-Westlake'a, zgodny z normą ISO 8253-1.
- Kryterium uznania progę: 2 z 3 lub 3 z 5 prawidłowych odpowiedzi. Możliwe ograniczenie liczby badanych częstotliwości przy testach skróconych.
- **Test Bekesy'ego:** 125Hz do 16kHz,
 - Częstotliwości ustalone lub zmienne. Ton ciągły lub impulsowy.
 - **Test DLI:** zdolności różnicowania głośności: 0,0dB - 5dB w 9 skokach,
 - **Test DLF:** zdolności różnicowania częstotliwości: 0,0% - 5,0% w 9 skokach,
 - **Wyrównanie głośności:** 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 6kHz. Szum wąskopasmowy z bezpośrednim porównaniem ze standardowymi krzywymi,
 - **Różnica maskowanie - bez maskowania:** Graficzne porównanie pomiarów progów słyszenia z maskowaniem i bez,
 - **Weber:** 250Hz do 8kHz z odpowiednią prezentacją graficzną,
 - **ABLB:** Indywidualnie regulowana częstość impulsów i ich długość,
 - **TT-Decay:** Obliczenia zgodnie z Rosengergiem (1958),
 - **Test MLD:** Różnica poziomu maskowania: Szum niezgodny z fazą i sygnał niezgodny z fazą. Automatyczne obliczanie,
 - **Test MLB:** zrównoważenia głośności: Programowalny przebieg testu,
 - **SISI:** 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 5 dB, 20 wzrostów. Automatyczny licznik podający w % liczbę reakcji na wzrosty 1dB,
 - **Stenger:** Może być wykorzystany ton czysty lub mowa,
 - **Test Lombarda,**
 - **Test Doflera Stewarda**
- Wbudowane złącze RS232,
 - **Menu w języku: angielskim,**
 - **W zestawie:**
 - Nowe słuchawki nauszne,
 - Nowa słuchawka kostna,
 - Przyciska pacjenta,
 - Przewód zasilający,
 - Wymiary: 44.5 x 50.5 x 18.5 cm,
 - Waga: 13 KG,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

