



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do magnetoterapii ASTAR MAGNERIS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 VA,
- **ASTAR MAGNERIS** jest urządzeniem przeznaczonym do terapii polem magnetycznym o niskiej częstotliwości. Aparat współpracuje z nowoczesnym dwuczęściowym, płaskim aplikatorem. Pole magnetyczne wytwarzane podczas terapii skupia się pomiędzy częściami aplikatora, co pozwala na ograniczenie jego wpływu na osoby obsługujące aparat, a jednocześnie zwiększenie jego wykorzystania w miejscu zmienionym chorobowo,
- Wchodzący w skład wyposażenia dwuczęściowy aplikator płaski, pozwala na optymalne wykorzystanie wytwarzanego pola magnetycznego skupiając je głównie w miejscu objętym zmianą chorobową. Zaletą takiego rozwiązania jest znaczne ograniczenie oddziaływania pola na osoby obsługujące aparat oraz znajdujące się w pobliżu,
- Sterownik i aplikator mocowane są do statywu wyposażonego w kółka jezdne, a statyw dodatkowo wyposażony jest w siłownik pneumatyczny, równoważący ciężar części aplikacyjnej, poprawiając tym komfort pracy,
- **Zastosowanie:**
 - Opóźnione zrastanie się kości,
 - Staw rzekomy,
 - Osteoporoza,
 - Zwyródnienie stawów,
 - Reumatoidalne zapalenie stawów,
 - Wrzody i zmiany troficzne kończyn dolnych,
 - Bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 - Bliznowce,
 - Stan po udarze mózgu,
 - Migrena, naczynioruchowy ból głowy,
 - Dysfunkcja nerwów czaszkowych i obwodowych,
 - Stwardnienie rozsiane,
 - Choroba zakaźna rogówki,
 - Zniknięcie nerwu wzrokowego,
 - Hipertensja,
 - Choroba wieńcowa,
 - Arytmia serca,
 - Nadwrażliwe jelito grube,
 - Długotrwałe zapalenie trzustki,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maksymalna indukcja: 0-2.5mT/0-25Gs,
 - Parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0.5-8s,
 - Zakres częstotliwości: 2 - 60Hz,
 - Zegar zabiegowy: 1-30 min,
- **Pole magnetyczne:**
 - Kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt,
 - Emisja ciągła i modulowana,
 - Szeroki zakres częstotliwości,
- **Ergonomia:**
 - Tryby pracy: programowy/manualny,
 - Duży, czytelny wyświetlacz graficzny – czytelna obsługa w trybie graficznym,
 - Wybór jednostek chorobowych wg nazwy schorzenia,
 - Zegar zabiegowy,
 - Dwa dedykowane gniazda aplikatorów,
 - Automatyczne rozpoznawanie typu podłączonego aplikatora,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Aplikator płaski CP-ID1 | CP-ID2,
- Wymiary: 125 x 70 x 110 cm,
- Waga: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

