



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator ZOLL AED PLUS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji USA,
- Defibrylator ZOLL® AED Plus™ to nie tylko prosty w obsłudze defibrylator półautomatyczny, ale przede wszystkim urządzenie, które wspiera ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu serca, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnych i poprawnych uciśnień klatki piersiowej. Jak każdy defibrylator AED, Zoll AED Plus automatycznie analizuje stan pacjenta na podstawie zapisu EKG i podejmuje decyzję co do dalszego postępowania,
- Opracowana przez firmę Zoll technologia Real CPR Help dostarcza ratownikowi, w czasie rzeczywistym, wskazówki dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z wytycznymi ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji),
- **Cechy i zalety defibrylatora:**
 - Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny,
 - Przeprowadza ratownika przez pełen „łańcuch przeżycia” – przy pomocy komunikatów głosowych i słownych na wyświetlaczu, oraz za pomocą podświetlanych piktogramów na obudowie, urządzenie informuje o wszystkich czynnościach ratowniczych koniecznych do wykonania,
 - Wyświetlacza LCD: wyświetla czas, jaki upłynął, od uruchomienia AED, liczbę wykonanych wstrząsów, komunikaty tekstowe odpowiadające komunikatom głosowym, głębokość uciskania podczas reanimacji,
 - Urządzenie, przy użyciu elektrod z funkcją CPR, na bieżąco informuje ratownika wykonującego uciśnięcia czy wykonywane są one w odpowiednim tempie i z odpowiednią siłą nacisku - komunikaty podawane są zarówno głosowo jak i w formie informacji tekstowych na wyświetlaczu,
 - Metronom, dodatkowo ułatwia zachowanie odpowiedniego tempa ucisków,
 - Defibrylator wyposażony w elektrody dla dorosłych Zoll CPR-D Padz - urządzenie nie posiada trybu pediatrycznego, w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25 kg masy ciała zalecane jest zastosowanie elektrody pediatrycznej Pedi-Padz II,
 - Język komunikatów: polski,
 - Autotesty: możliwość wyboru codziennych lub cotygodniowych autotestów, dzięki którym sprawdzany jest regularnie stan techniczny urządzenia, a także pojemność baterii i podłączenie elektrod. Dodatkowo urządzenie przeprowadza comiesięczny test pełnej energii (200 J). Po wykryciu nieprawidłowości, po którymkolwiek autoteście, wskaźnik stanu urządzenia znajdujący się na obudowie zmienia się na czerwony,
 - Zasilany na uniwersalne baterie litowe LR123,
 - IP55: odporność na wodę, pył i uszkodzenia mechaniczne,
- **Parametry defibrylacji:**
 - Energia wyjściowa: w przypadku pacjentów dorosłych wynosi 150 J przy 50 Ω,
 - Czas ładowania: < 10 sekund,
 - Przerwa w RKO: 12 sekund,
 - Fala ma kształt prostoliniowy dwufazowy,
- **EKG:**
 - Odprowadzenie EKG na poziomie II,
 - Reakcja na częstotliwość od 1 Hz do 30 Hz,
 - Zakres impedancji pacjenta 0 Ω do 300 Ω,
- **Bateria:**
 - Bateria 10 szt., typ: 123A,
 - Wystarczają na ok. 300 wyładowań (200J) lub 13 godzin ciągłej pracy,
 - 5 lat żywotności,
 - Zakres temperatur: w trybie pracy i czuwania od 0 °C do 50 °C, w trybie przechowywania: od -30°C do 60°C,
- **Przechowywanie i transfer danych:**
 - wewnętrzna pamięć: 7 godzin danych EKG i RKO. Jeśli opcja nagrywania dźwięku jest zainstalowana i włączona: 20 minut nagrań audio, EKG i danych RKO,
- **Waga i wymiary:**
 - Wymiary: 29,2 x 24,1 x 13,3 cm (szer. x dł. x wys.),
 - Waga: 3,1 kg wraz z baterią i elektrodami,
- **Wyświetlacz LCD:**
 - Wymiary: 66 x 33 mm (2,6 x 1,3 cali), przekątna: ~73,8 mm (2,9 cala),
 - Czas wyświetlania: 2,6 sekundy,
 - Wyświetla komunikaty w czasie rzeczywistym o poprawności (np. "dobry ucisk" lub błędach (np. "uciskaj mocniej") w prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także o czynnościach, które musi wykonać ratownik (np. "nie dotykaj pacjenta, analiza"),
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Defibrylator Zoll AED Plus,
 - 10 szt. baterii 123A,
 - Elektrody dla dorosłych Zoll CPR-D Padz,
 - Miniapteczka (zawiera: rękawiczki bezłateksowe, maskę ochronną, golarkę, papierowy ręcznik i ściereczkę),
 - Torba do przechowywania i transportowania AED,
 - Instrukcja obsługi,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja: 5 lat+ 2 lat po zarejestrowaniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

