



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr z keratometrem HUVITZ HRK-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Biorąc pod uwagę wadę refrakcji pacjenta, pierścień pomiarowy jest rzutowany na siatkówkę i automatycznie regulowany przez **Smart Assembly Moving**, co zapewnia stabilny sygnał. Technologia HRK minimalizuje efekt nierównomiernego odbicia światła w oczach zdrowych i z zaćmą, a uzyskane wyniki pozwalają na uzyskanie dokładniejszych danych dotyczących mocy refrakcyjnej,
- Punkt celowniczy szybko i łatwo pomoże Ci znaleźć punkt widzenia pacjenta z dowolnej pozycji, umożliwiając szybkie ustawienie. Następnie automatycznie uzyskiwane są wiarygodne dane dotyczące mocy refrakcyjnej,
- Tryb Color View pozwala ocenić stan oczu i dopasowanie soczewek kontaktowych, a także wyświetla wartości krzywizny rogówki do przepisywania soczewek kontaktowych. Ponadto, urządzenie oferuje kolorowy wyświetlacz z kamerą Full Color i białym podświetleniem LED,
- **Specyfikacja:**
 - Monitor: 7" cali kolorowy panel LCD IPS (800x480) panel dotykowy,
 - Interfejs: RS-232C,
 - Wbudowana drukarka termiczna liniowa,
 - **Tryby pomiaru:**
 - Tryb K/R: Ciągły pomiar rogówki/krzywizny (tryb K/R),
 - Tryb REF: Pomiar krzywej,
 - Tryb KER: Pomiar rogówki,
 - **Pomiar krzywej:**
 - Odległość wierzchołkowa (VD): 0.0 / 12.0 / 13.75 / 15.0,
 - Sfera (SPH): -30.00 ~ +25.00D (średnica wewnętrzna = 12 mm.),
 - Cylinder (CYL): 0.00 ~ ±12.00D (Przyrosty: 0.12, 0.25D),
 - Oś (AX): 0° ~ 180° (jednostka 1°),
 - Wskazanie astygmatyzmu: - / + / ± (mieszane),
 - Odległość między źrenicami (PD): 10 ~ 85 mm.,
 - Minimalna średnica źrenicy: Ø2.0 mm.,
 - **Pomiar rogówki:**
 - Promień krzywizny rogówki: 5.0~13.0 mm (przyrosty: 0.01 mm.),
 - Moc refrakcyjna rogówki: 25.96D~67.50D (Przyrosty: 0.05, 0.12, 0.25D) (Gdy współczynnik załamania światła rogówki wynosi 1.3375),
 - Recepta na astygmatyzm rogówki: 0.00~-15.00D (Przyrosty: 0.05, 0.12, 0.25D),
 - Kąt osi astygmatyzmu rogówki: 0~180° (Przyrosty: 1°),
 - Pomiar średnicy rogówki: 2.0~14.0 mm. (przyrosty: 0.1 mm.),
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 26 x 51 x 43 cm,
- Waga: 16 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

