



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Laser LASERSCOPE STONELIGHT (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A,
- Data produkcji: 2009 r.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 10 A,
- **Laser StoneLight**- jest urządzeniem wszechstronnym, mającym zastosowanie w rozmaitych aplikacjach w szczególności w urologii. Przeznaczony jest do używania w procedurach takich jak ciecie, ablacja i waporyzacja. W zależności od specyfiki zabiegu można stosować metody kontaktowe, bezkontaktowe, operować przy pomocy endoskopu lup na polu otwartym. Jest przełomowym rozwiązaniem w leczeniu kamicy nerkowej, w usuwaniu złośliwych zmian czy złożeń.,
- Typ lasera: Pręt Holmowo-Yagowy (THC-YAG),
- Długość światła: 2100 nm,
- Czas trwania impulsu: 350 ms,
- Częstotliwość impulsów: 5,8,10,12 PPS (impulsów na sekundę),
- Zakres mocy: 1-15 W,
- Energia impulsu: regulowana: max 1,5 J,
- Ekspozycja: Pojedynczy impuls lub praca ciągła,
- Wiązka celownicza: dioda laserowa, czerwona, 635 nm,
- Wbudowany wyświetlacz z panelem foliowanym,
- Wysuwany wspornik światłowodowy,
- **Dogodna sekwencja połączeń pozwala na wybór optymalnej do pracy długości włókna: 150, 200, 320, 550 µm. Możliwość sterylizacji włókien.**
- **W zestawie:**
  - Główna centralka LASERSCOPE,
  - 3 sztuki okularów ochronnych wraz z etui,
  - Załącznik nożny,
  - Zdalny załącznik blokady,
  - 2 kluczyki do załączania lasera,
  - Przewód zasilający,
- Mobilny na kółkach z hamulcem,
- Waga: 59 kg,
- Gabaryt: 36 x 53 x 93 cm,
- Instrukcja obsługi w j. polskim, j. angielskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

