



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator/Wentylator transportowy PNEUPAC PARAPAC 200D (kompatybilny z MRI) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- **ParaPAC** - jeden z najbardziej uniwersalnych, niezawodnych i wytrzymałych respiratorów transportowych, zasilanych 100% tlenem. Posiada niezależną, płynną regulację częstości i ciśnienia oddechowego, regulację ciśnienia tlenu 45 - 100%, regulację ciśnienia granicznego w działaniu pacjenta, system elektroniczny i akustyczny alarm,

• Cechy Produktu:

- Zasilanie związane pneumatyczne,
- Niskie zużycie gazu zasilającego,
- Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV / Demand,
- Niezależna płynna regulacja częstości i chorób oddechowej,
- System regulacji poziomu tlenu Air Mix,
- Wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych,
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym poziomu ciśnienia,
- Płynna regulacja ciśnienia granicznego w konfiguracji pacjenta,
- Podanie niskiego ciśnienia gazu zasilającego,
- System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych,
- Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI,
- Elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy,
- Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, intensywne,
- Odporny na działanie wody oraz obejmować i wysokie temperatury,

• Parametry Techniczne:

- Zasada działania: czasowo zmienny generator transferu,
- Sterowanie: pneumatyczne,
- Stały przepływ: 6-60 l / min.,
- Całkowita źródła zasilania: 270 - 600 kPa,
- Częstość oddechowa: 8 - 40 nieparzystych / min.,
- Objętość oddechowa: 70-1300 ml,
- Objętość minutowa: 2 - 20 l / min.,
- Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 1: 1,3 (przy 40 nieparzystych / min.) Do 1: 3 (przy 8 nieparzystych / min.),
- Zużycie tlenu do sterowania obsługą respiratora: 20 ml / cykl,
- Regulacja użytkownika tlenu w zestawie oddechowej: 45% i 100%,
- Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20 - 80 cm H₂O,
- Tryb „Demand” - zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cm H₂O,

przepływ maksymalny > 120 l / min.,

- Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do 100 cm H₂O,
- Temperatura pracy: od -15 ° C do +50 ° C,
- Temperatura przechowywania: od -40 ° C do +70 ° C,
- Czas pracy z butli:

■ 20 minut (1 litr tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 bar, objętość oddechowa 800 ml, częstotliwość 12 odd / min., Wentylacja 100% tlenem),

■ 56 minut (1 litr tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 barów, objętość oddechowa 800ml, częstość 12 odd / min., Wentylacja zestawu tlenu i powietrza w trybie „Air mix”),

- Zasilanie modułu alarmowego:

■ Standardowa bateria litowa, typ 123A,

• W zestawie:

- Respirator PARAPAC 200D,
- Silikonowy wąż pacjenta wielorazowego użytkownika,
- Zawór pacjenta,
- Maski tlenowa nr 5,
- Kabel zasilający do tlenu ze złączem do wyboru przez klienta (DIN lub AGA),

• Wymiary: 92 x 220 x 162 mm,

• Waga: 3,1 kg,

• Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),

• Kat 02,

• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

• Gwarancja:

- 6 miesięcy na rynku krajowym - Polska,
- 3 miesiące na rynku międzynarodowym,

• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

