



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Test Tube SZP Przełom 20 ml no. 26 (Ex-Display)

- Condition: New: Ex-Display,
- Made in Poland,
- Made from laboratory glass,
- Round-bottomed,
- Capacity: 20 ml,
- Height: 157 mm,
- Diameter: 12 mm.

