



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
 ul. Górowska 32  
 64-100 Leszno  
 Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
 Serwis: +48 782 844 000  
 Fax: +48 65 527 01 67  
 E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
 Krzysztof Wybieralski  
 +48 882 762 006  
[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Medical Stool Coburg Medicalift 3030 (New)

- New
- Made in Germany,
- Special surgical chair suitable for all areas of surgery, particularly microsurgery
- Stainless steel safety base with 5 anti-static twin rollers
- Chrome foot ring
- Upper part can be rotated and locked into position
- Back rest can be adjusted by 7cm
- Comfortable upholstery, anti-static, black
- Height adjustment with maintenance-free hydraulic pump lever, lifting height: 19 cm
- Seat height: 53 - 72 cm
- **Additional Equipment (paid):**
  - pair of upholstered operator armrests 2030
  - central stop bar
- Technical Passport,
- 24 months warranty



|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>KOŁOWY FOTEL</b><br/>         Fotel profilowany z siedziskiem regulowanym, siedzisko i oparcie przesuwalne wzdłuż pionowej osi. Wyposażenie podstawowe: 5-kołowa podstawa, chromowana obręcz stop, chromowana obręcz stop. Wyposażenie dodatkowe: oparcie regulowane, chromowana obręcz stop.</p> <p><b>Modely: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>  |
|  | <p><b>KOŁOWY FOTEL</b><br/>         Fotel profilowany z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym wzdłuż pionowej osi. Wyposażenie podstawowe: 5-kołowa podstawa, chromowana obręcz stop, chromowana obręcz stop. Wyposażenie dodatkowe: oparcie regulowane, chromowana obręcz stop.</p> <p><b>Modely: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>   |
|  | <p><b>KOŁOWY FOTEL</b><br/>         Fotel profilowany z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym wzdłuż pionowej osi. Wyposażenie podstawowe: 5-kołowa podstawa, chromowana obręcz stop, chromowana obręcz stop. Wyposażenie dodatkowe: oparcie regulowane, chromowana obręcz stop, oparcie regulowane, chromowana obręcz stop.</p> <p><b>Modely: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p>   |
|  | <p><b>KOŁOWY FOTEL</b><br/>         Fotel profilowany z siedziskiem regulowanym i oparciem przesuwalnym wzdłuż pionowej osi. Wyposażenie podstawowe: 5-kołowa podstawa, chromowana obręcz stop, chromowana obręcz stop. Wyposażenie dodatkowe: oparcie regulowane, chromowana obręcz stop, oparcie regulowane, chromowana obręcz stop, oparcie regulowane, chromowana obręcz stop.</p> <p><b>Modely: 3030, 3030A, 3030B, 3030C, 3030D, 3030E</b></p> |