



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 PLUS S (with box) (New)**

- New,
- Slovak production,
- **Technical data:**
  - Rated voltage: 230V / 50 (60) Hz
  - Frequency: 115V / 60 Hz
  - Power: 0.55 Kw
  - Number of dental set: 1
  - Compressor capacity (working pressure 5-7bar):
    - 75 l.min- 1/5 bar (50Hz)
    - 85 l.min- 1/5 bar (60Hz)
  - Tank capacity 25 lit.
  - Operating mode: S1-100%
  - Volume:
    - ≤ 66 dB [A] (50 Hz)
    - ≤ 68 dB [A] (60 Hz)
  - Weight: 87 kg,
  - Oil-free,
  - Dimensions (W x D x H): 560x675x877 mm,
- Has a valid Technical Passport issued,
- 12 months warranty,
- Financing option (Poland only): Installments, Leases, Loans

