



Infusion pump (syringe) FRESENIUS VIAL PILOTE C (Reconditioned)

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 6 V / 1.1 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 23 VA,
- Czytelny elektroniczny wyświetlacz graficzny oraz dodatkowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz ciśnienia w linii,
- Wybór strzykawek: 20 i 50/60 ml,
- Szybkość podaży: 0,1 - 200 ml/h,
- Bolus: 0,1 - 800 ml/h,
- Objętość wlewu: 0,1 - 999,9 ml,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Czytnik wielkości strzykawki,
- Programowalna nazwa leku,
- Automatyczna redukcja bolusa po okluzji,
- Wyświetlanie i ustawienia ciśnienia infuzji,
- Szybki start,
- Gniazdo RS232,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- Wymiary: 32,5 x 19 x 12 cm,
- Waga: 2,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

