



Kołnierz ortopedyczny NECLOC NL-200E (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Rozmiar: Pediatric (czerwony),
- NecLoc to najczęściej stosowany na świecie dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny, wykorzystywany podczas wydobywania ofiar wypadków,
- Jest to szybki i bezpieczny system unieruchamiający kręgi szyjne,
- Podstawową konstrukcję wykonano z polietylenu o małej gęstości, którego giętkość ułatwia stosowanie, a sztywność optymalizuje zdolność do unieruchomienia,
- Wygodę pacjenta zapewnia zastosowanie wewnętrznego obicia z rozszerzalnego plastizotu o zamkniętych komórkach i dużej gęstości,
- Przedni otwór umożliwia przeprowadzenie tracheotomii,
- Przezierny dla promieni RTG,
- Łatwy w utrzymaniu czystości,
- Każdy rozmiar oznakowano innym kolorem, aby umożliwić szybką identyfikację odpowiedniego kołnierza,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

