



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Videolaryngoskop Medcam Plus dla dzieci (MC2001 Plus) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji PRC,
- Videolaryngoskop Medcam jest przeznaczony do badania krtani. Jest głównie używany w nagłych przypadkach medycznych do intubacji ustnej ofiar wypadków, do intubacji przed podaniem znieczulenia w czasie operacji, lub jako narzędzie diagnostyczne w laryngologii,
- Videolaryngoskop Medcam (MVL) jest przeznaczony do przedstawiania lekarzom spójnego, wyraźnego obrazu dróg oddechowych pacjenta w czasie rzeczywistym oraz do pomocy w uzyskaniu szybszej i bezpieczniejszej intubacji dotchawiczej.
- Model (MC2001 Plus) jest przeznaczony do pracy z dziećmi i niemowlętami. Urządzenie przeznaczone jest do użytku z jednorazowymi łyżkami zwanymi „jednorazowymi łyżkami VL”.
- Cechy i zalety urządzenia:
  - Videolaryngoskop Medcam to przenośne, podręczne i łatwe w obsłudze urządzenie medyczne,
  - Jego „przycisk uruchamiany jednym dotknięciem” steruje wszystkimi funkcjami urządzenia, takimi jak włączanie / wyłączanie, robienie zdjęć i nagrywanie wideo,
  - Jego 3-calowy monitor można obracać w obie strony, co zapewnia przejrzystość obrazu w czasie rzeczywistym, optymalną do rejestracji i analizy obrazu podczas intubacji tchawicy lub badania i leczenia krtani i gardła. A cyfrowe wyjście wideo jest idealne do wyświetlania nagrań wideo,
  - Videolaryngoskopy Medcam i jego „jednorazowe łyżki VL” są dostępne w szerokiej gamie konfiguracji i rozmiarów, aby umożliwić lekarzom spełnienie wymagań pacjentów o różnym wzroście, od wcześniaków po chorobliwie otyłe,
  - Urządzenie zawiera również ładowalną baterię litową 18500A, bateria 18500A jest wymienna,
  - Wodoodporność uchwytu VL to IPX7 i IPX4 dla monitora 3 ”,
- Dane techniczne:
  - Typ monitora: Dwukierunkowy obrotowy,
  - Rozmiar / stosunek monitora: 3”/4:3,
  - Kąt widzenia: 85°,
  - Obrót monitora: Dwukierunkowy obrót w lewo-prawo  $\geq 300^\circ$ ; przód-tył  $\geq 120^\circ$ ,
  - Piksele aparatu: 960 X 720P CMOS,
  - Szybkość klatek: 30 fps,
  - Pole widzenia (FOV):  $65 \pm 10^\circ$ ,
  - Głębina ostrości (DOF): 10-80mm,
  - Zasilanie wewnętrzne / bateria: 18500 / 3,7 V DC / 2040 mAh wymienne / akumulator,
  - Czas pracy w pełni naładowanej baterii:  $\geq 200$ min,
  - Wodoodporność: IPX7 dla uchwytu VL; IPX4 dla monitora,
  - Pamięć wewnętrzna: 16G,
  - Temperatura robocza:  $0^\circ\text{C}$ - $50^\circ\text{C}$ ,
  - Wilgotność pracy: 30%-80%,
  - Temperatura przechowywania:  $-20^\circ\text{C}$ - $50^\circ\text{C}$ ,
  - Wilgotność przechowywania: 93%,
  - Awaryjne zasilanie: NIE,
  - Odzyskiwanie danych: Wodoodporny port USB,
  - Zastosowanie: Dla pacjentów pediatrycznych,
  - Specjalność: Opatentowana konstrukcja łyżki,
  - Rodzaj łyżek: Smuklejsze jednorazowe: Mac-00 / Mac-0,
  - Kolor produktu: Srebrny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

