



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videolaryngoskop Medcam Plus dla dorosłych (MC2002 Plus) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji PRC
- Videolaryngoskop Medcam jest przeznaczony do badania krtani. Jest głównie używany w nagłych przypadkach medycznych do intubacji ustnej ofiar wypadków, do intubacji przed podaniem znieczulenia w czasie operacji, lub jako narzędzie diagnostyczne w laryngologii,
- Videolaryngoskop Medcam (MVL) jest przeznaczony do przedstawiania lekarzom spójnego, wyraźnego obrazu dróg oddechowych pacjenta w czasie rzeczywistym oraz do pomocy w uzyskaniu szybszej i bezpieczniejszej intubacji dotchawiczej.
- Model (MC2002 Plus) jest przeznaczony do pracy z dorosłymi. Urządzenie przeznaczone jest do użytku z jednorazowymi łyżkami zwanymi „jednorazowymi łyżkami VL”.
- Cechy i zalety urządzenia:
 - Videolaryngoskop Medcam to przenośne, podręczne i łatwe w obsłudze urządzenie medyczne,
 - Jego „przycisk uruchamiany jednym dotknięciem” steruje wszystkimi funkcjami urządzenia, takimi jak włączanie / wyłączanie, robienie zdjęć i nagrywanie wideo,
 - Jego 3-calowy monitor można obracać w obie strony, co zapewnia przejrzystość obrazu w czasie rzeczywistym, optymalną do rejestracji i analizy obrazu podczas intubacji tchawicy lub badania i leczenia krtani i gardła. A cyfrowe wyjście wideo jest idealne do wyświetlania nagrań wideo,
 - Videolaryngoskopy Medcam i jego „jednorazowe łyżki VL” są dostępne w szerokiej gamie konfiguracji i rozmiarów, aby umożliwić lekarzom spełnienie wymagań pacjentów o różnym wzroście,
 - Urządzenie zawiera również ładowalną baterię litową 18500A, bateria 18500A jest wymienna,
 - Wodoodporność uchwytu VL to IPX7 i IPX4 dla monitora 3 ”,
- Dane techniczne:
 - Typ monitora: Dwukierunkowy obrotowy,
 - Rozmiar / stosunek monitora: 3”/4:3,
 - Kąt widzenia: 85°,
 - Obrót monitora: Dwukierunkowy obrót w lewo-prawo $\geq 300^\circ$; przód-tył $\geq 120^\circ$,
 - Piksele aparatu: 960 X 720P CMOS,
 - Szybkość klatek: 30 fps,
 - Pole widzenia (FOV): $65 \pm 10^\circ$,
 - Głębina ostrości (DOF): 10-80mm,
 - Zasilanie wewnętrzne / bateria: 18500 / 3,7 V DC / 2040 mAh wymienne / akumulator,
 - Czas pracy w pełni naładowanej baterii: ≥ 200 min,
 - Wodoodporność: IPX7 dla uchwytu VL; IPX4 dla monitora,
 - Pamięć wewnętrzna: 16G,
 - Temperatura robocza: 0°C - 50°C ,
 - Wilgotność pracy: 30%-80%,
 - Temperatura przechowywania: -20°C - 50°C ,
 - Wilgotność przechowywania: 93%,
 - Awaryjne zasilanie: NIE,
 - Odzyskiwanie danych: Wodoodporny port USB,
 - Zastosowanie: Dla dorosłych pacjentów,
 - Specjalność: Opatentowana konstrukcja łyżki,
 - Rodzaj ostrzy: Smuklejsze jednorazowe: Mac-1 / Mac-2 / Mac-3 / Mac-4,
 - Kolor produktu: Srebrny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.



