



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Okluder otworkowy (niebieski) (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Okluder otworkowy wykorzystywany jest w gabinetach okulistycznych do badania „otworkowej” ostrości wzroku,
- Test otworkowy jest bardzo szybkim sposobem, aby uzyskać więcej informacji na temat stanu oczu danej osoby,
- Okluder wykonany jest z tworzywa sztucznego i składa się z rękojeści oraz płytki zasłaniającej jedno oko. Drugie oko przysłonięte jest odchylaną klapką z małutkimi otworkami. Na klapce jest wyżłobienie na nos pacjenta,
- Wymiary:
 - Długość rękojeści: 13 cm,
 - Długość całkowita: 20,3 cm,
 - Płytką przysłaniającą oczy: 15,2 x 6,6 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

