



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videolaryngoskop Medcam dla dorosłych (MC2002) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji PRC,
- Videolaryngoskop Medcam jest przeznaczony do badania krtani. Jest głównie używany w nagłych przypadkach medycznych do intubacji ustnej ofiar wypadków, do intubacji przed podaniem znieczulenia w czasie operacji, lub jako narzędzie diagnostyczne w laryngologii,
- Videolaryngoskop Medcam jest przeznaczony do przedstawiania lekarzom spójnego, wyraźnego obrazu dróg oddechowych pacjenta w czasie rzeczywistym oraz do pomocy w uzyskaniu szybszej i bezpieczniejszej intubacji dotchawiczej.
- Model (MC2002) jest przeznaczony do pracy z dorosłymi.
- Dane techniczne:
 - Typ monitora: Dwukierunkowy obrotowy,
 - Rozmiar / stosunek monitora: 3"/4:3,
 - Kąt widzenia: 85°,
 - Obrót monitora: Dwukierunkowy obrót w lewo-prawo $\geq 300^\circ$; przód-tył $\geq 120^\circ$,
 - Piksele aparatu: 450000P CMOS
 - Szybkość klatek: 30 fps,
 - Pole widzenia (FOV): $65 \pm 10^\circ$,
 - Głębina ostrości (DOF): 10-80mm,
 - Zasilanie wewnętrzne / bateria: 18500 / 3,7 V DC / 2040 mAh wymienne / akumulator,
 - Czas pracy w pełni naładowanej baterii: ≥ 200 min,
 - Wodoodporność: IPX7 dla uchwyty VL; IPX4 dla monitora,
 - Pamięć wewnętrzna: 16G,
 - Temperatura robocza: 0°C-50°C,
 - Wilgotność pracy: 30%-80%,
 - Temperatura przechowywania: -20°C-50°C,
 - Wilgotność przechowywania: 93%,
 - Awaryjne zasilanie: NIE,
 - Odzyskiwanie danych: Wodoodporny port USB,
 - Zastosowanie: Dla pacjentów dorosłych,
 - Specjalność: Poprawiona jakość obrazu,
 - Rodzaj łyżek: Jednorazowe: MD-2, MD-2S, MD-3, MD-3S,
 - Kolor produktu: Srebrny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

