



Lusterko stomatologiczne HAHNENKRATT SEplus (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe,
- Produkcji niemieckiej,
- Lusterka stomatologiczne SEplus wykonane są ze stali chirurgicznej (nierdzewnej) oraz wysokiej jakości szkła ciętego laserowo, dzięki czemu zapewniają komfort i profesjonalizm pracy,
- Gwarantują idealne odbicie, nie zniekształcają obrazu,
- Lusterko nadaje się do sterylizacji w autoklawie lub w myjce ultradźwiękowej,
- Po wielokrotnej sterylizacji lusterko wciąż nadaje się do użytku i nie traci swoich początkowych parametrów,
- Rozmiar lusterka: 8,
- Wymiary:
 - Długość końcówki roboczej: 28 mm,
 - Średnica lusterka: 29 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

