



Lampa czołowa z lustrem SPENGLER (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie bateryjne: 2 x CR123 (3V),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Doskonałe oświetlenie obszaru badania,
- Długa żywotność lampy LED - jasne i naturalne światło,
- Lusterko pokryte srebrem umożliwia optymalne odbicie światła,
- Łatwa i precyzyjna regulacja lusterka oraz światła,
- Ergonomiczny i komfortowy czepiec,
- Średnica obszaru badania: 100 mm,
- W skład zestawu wchodzi:
 - Lampa czołowa,
 - Dwie baterie CR123 (3V),
 - Oryginalne etui,
 - Instrukcja obsługi w języku francuskim i angielskim,
- Wymiary lampy: 10,5 x 32 x 17 cm,
- Waga zestawu: 0,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

