



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica liniowa ECHOSON LT-75 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Nazwa sondy: LT-75,
- Typ: liniowa,
- Częstotliwość: 7.5 MHz,
- Sonda kompatybilna z aparatami ECHOSON (Albit, Spinel, Spinel II),
- Zapewnia bardzo dobre obrazowanie do głębokości ok 10 cm,
- Idealna dla potrzeb weterynarii, endokrynologii, pozwala na diagnostykę różnicową bardzo małych zmian morfologicznych (ogniskowych), a także bardzo szczegółową diagnostykę zmian podskórnych,
- Wymiary:
 - Głowica (rękojeść): 7,9 x 3 x 12,3 cm,
 - Długość przewodu: 170 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

