



Lodówka laboratoryjna LABCOLD RLDF0519 (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 123 W,
- Profesjonalna lodówka laboratoryjna o pojemności 150 litrów zasilana przez wyjątkowy kontroler z ekranem dotykowym IntelliCold, zaprojektowana od podstaw do bezpiecznego przechowywania leków w łańcuchu chłodniczym,
- Wyposażona w kontroler IntelliCold,
- Dotykowy wyświetlacz temperatury,
- Automatyczna rejestracja temperatury,
- Alarm awarii zasilania,
- Alarm zbyt wysokiej temperatury,
- Alarm zbyt niskiej temperatury,
- Alarm otwartych drzwi,
- Rejestracja i wyświetlanie minimalnej / maksymalnej temperatury,
- Automatyczne odszranianie z możliwością wyłączenia,
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem,
- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska,
- Wewnętrzne światło LED,
- Pojemność: 150 litrów,
- Zakres temperatur: od +2 do +8°C,
- Trzy półki z możliwością regulacji wysokości,
- Blokada drzwi na zamek,
- W zestawie karta pamięci microSD o pojemności 512 MB z adapterem,
- Wymiary zewnętrzne: 835 x 600 x 600 mm,
- Wymiary wewnętrzne: 690 x 480 x 410 mm,
- Waga: 51 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim (PDF),
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



