



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Głowica kardiologiczna sektorowa HP 21242A (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Nazwa sondy: 21242A,
- Typ: sektorowa (do zastosowań kardiologicznych u dorosłych),
- Częstotliwość: 3.5 / 2.7 MHz,
- Sonda kompatybilna z systemami ultradźwiękowymi HP Sonos serii 1000, 1500 i 2000,
- Wymiary:
  - Głowica (rękojeść): 4,3 x 3 x 8,7 cm,
  - Długość przewodu: 180 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

