



Certyfikowany Test/Testy wymazowy Panbio COVID-19 Ag ABBOTT (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Szybki test **antygenowy** Panbio COVID-19, to test punktowy służący jako pomoc w wykrywaniu ostrej infekcji SARS-CoV-2,
- Test przeprowadza się na materiale pobranym z wymazu z nosogardzieli,
- Wynik badania dostępny jest już po 15 do 20 minutach, dzięki czemu badanie można przeprowadzić bezpośrednio na miejscu w gabinecie lekarskim, w szpitalu lub w przychodni,
- Szybki test antygenowy Panbio COVID-19 znajduje się na liście BfArM i dlatego podlega zwrotowi kosztów zgodnie z „Rozporządzeniem o prawie do badania w związku z bezpośrednim wykrywaniem patogenu koronawirusa SARS-CoV-2”,
- W skład opakowania wchodzi:
 - Kasety testowe - 25 sztuk,
 - Roztwór buforowy (9 ml) - 1 sztuka,
 - Probówki i pokrywki do ekstrakcji - po 25 sztuk,
 - Wymaz z kontrolą pozytywną - 1 sztuka,
 - Wymaz z kontrolą negatywną - 1 sztuka,
 - Sterylne wymazówki do pobrania próbek z nosogardzieli - 25 sztuk,
 - Stojak na probówki ekstrakcyjne - 1 sztuka,
 - Skrócony przewodnik - 1 sztuka,
 - Wielojęzyczna instrukcja użycia - 1 sztuka,
- Temperatura przechowywania: 2° - 30° C,
- Czułość: 93,3%,
- Swoistość: 99,4%,

