



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr napalcowy Viatom OXYSMART PC-60F (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C,
- Zasilanie: 3.0 VDC (2 x AAA),
- Menu w języku angielskim,
- **Pulsoksymetr PC-60F** na palec, jest przeznaczony do pomiarów częstości tętna i funkcjonalnego nasycenia tlenem przez palec pacjenta. Ma zastosowanie do wyrwykowej kontroli SpO2 i tętna dorosłych oraz dzieci w domach i przychodniach,
- Lekka, kompaktowa i elegancka konstrukcja zapewnia stylowy design,
- Szybki i łatwy w użyciu, obsługa jednym przyciskiem,
- Obsługiwany palcem,
- Odporny na zachłapanie i upadki,
- Dane, w tym SpO2 i tętno, można monitorować w 5 sekund,
- Kolorowy wyświetlacz OLED z wyświetlanymi funkcjami:
 - Nasycenie tlenem,
 - Tętno,
 - Fala pulsu,
 - Wykres słupkowy impulsu,
 - Wskaźnik baterii,
- **Funkcje:**
 - Automatyczne włączenie/wyłączenie,
 - 4-kierunkowy wyświetlacz,
 - Alarmy dźwiękowe i wizualne,
 - Alarm dla nieprawidłowych odczytów,
 - Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
 - Kontrola punktowa i tryb pomiaru ciągłego,
 - Analiza tętna,
 - Pamięć do 12 grup SpO2 przechowywania danych,
- **Specyfikacje:**
 - Zakres częstotliwości impulsów: 30 do 240 uderzeń na 1/8,
 - Zakres poziomu tlenu: 70%-100%,
 - Perfuzja (pi) tange: 0%~20%,
 - Przetwornik tlenu: czujnik led o podwójnej długości fali,
 - Tryb pomiarowy: 30-sekundowa kontrola punktowa i tryb ciągły,
 - Domyślny limit alarmu Spo2 niski limit: 90%,
 - Domyślny limit alarmu tętna:
 - Wysoki limit: 120 bpm,
 - Niski limit: 50 bpm,
- **W zestawie:**
 - Pulsoksymetr,
 - Pokrowiec,
 - Smycz do zawieszenia,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Baterie 1,5 V (AAA) - 2 szt.,
- Wymiary: 34 x 30 x 56 mm,
- Waga: 52 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy

