



Lupa okularowa chirurgiczna PENTAX PRISMVUE NF2 L Seria C (4.0x) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji japońskiej,
- Lupa serii C – to wysokiej klasy ultralekki model,
- **Lupa PRISMVUE - to lupa pryzmatyczna wyposażona w unikalne pryzmaty odchylające firmy PENTAX które zapewniają chirurgowi jasny, powiększony widok pola operacyjnego, przy jednoczesnym utrzymaniu wyprostowanej postawy, zapobiega to konieczności pochylania szyi i pleców do przodu**
- Pionowa postawa skierowana do przodu podczas pracy zapobiega zakłócaniu pracy głowy użytkownika przez światła operacyjne i zapewnia zawsze jasne pole widzenia.
- **Zalety lupy:**
 - Unikalna konstrukcja optyczna,
 - Jasne i szerokie pole widzenia,
 - Pole widzenia jest większe o 20-30% niż uzyskane z konwencjonalnymi produktami,
 - Zmniejszenie zmęczenia oczu i napięcia szyjki,
 - Łatwe przełączanie między widokami powiększonymi i rzeczywistymi,
 - Okulary ochronne,
- **Dane techniczne:**
 - Powiększenie: 4.0 x (97g),
 - Konfiguracja obiektywu:
 - 2 Soczewki obiektywowe,
 - 3 Soczewki okularowe,
 - Razem 5,
 - Odległość robocza (WD): **na zamówienie (35 cm-70 cm),**
 - Rama: Nylon
 - Dostępne kolory ramy:
 - Czerwony,
 - Niebieski,
 - Czarny,
 - Srebrny,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

<https://www.youtube.com/watch?v=2v0Diu6g2wc>

