



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE LOGIQ 3 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Logiq 3 Pro jest wysokiej jakości ultrasonografem będącym aparatem kompaktowym i ekonomicznym w zakupie oraz eksploatacji, przeznaczonym do stosowania w oddziałach szpitalnych i w prywatnej praktyce,
- Szybkie algorytmy do prezentacji 3-D,
- Pełna kompatybilność z komputerami i sieciami komputerowymi (DICOM),
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Tryby obrazowania:**
 - B-mode,
 - M-mode,
 - Color Doppler,
 - Power Doppler,
 - Panoramiczne,
 - Virtual Convex,
 - Harmoniczne,
- **W zestawie:**
 - Głowica convex 3C,
 - Głowica endowaginalna GE E8C,
 - Monitor kolorowy 15",
 - Nagrywarka SONY CDR-W,
 - Drukarka termiczna - Videoprinter Mitsubishi P93,
 - Czarno-biała,
 - Szerokość rolki papieru 110 mm,
 - Dwa aktywne porty głowic,
 - Uchwyty na przetworniki i żel,
- Aparat mobilny, na kółkach z hamulcami,
- Wymiary: 47 x 138 x 94 cm,
- Waga zestawu: 162 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

