



Reduktor z nawilżaczem do butli tlenowej Mediale RIDT05F (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Reduktor służy do obniżenia wysokiego ciśnienia do poziomu wymaganego przez użytkownika. Ciśnienie wyjściowe powinno wynosić 4 lub 8 bar zależnie od podłączonych do wyjścia urządzeń odbiorczych,
- Reduktory butlowe pracują wykorzystując membranę, która daje bardzo precyzyjną regulację ciśnienia,
- Dozownik tlenu z nawilżaczem służy do dozowania tlenu do dróg oddechowych pacjenta oraz do nawilżania tlenu,
- **Dane techniczne:**
 - Wykonany jest z chromowanego mosiądzu,
 - Wbudowany manometr,
 - Gwint standardowy,
 - Ciśnienie dolotowe max. 200 At,
 - Ciśnienie zredukowane tlenu 3,5 At,
 - Przepływ gazu roboczego od 0 do 15 l/min,
 - Wyposażony w specjalne przyłącze do butli tlenowej,
 - Wbudowany dozownik rotametryczny,
- **W zestawie:**
 - Butelka nawilżacza
 - Pojemność: 300 ml,
 - Wykonania z polycarbonu,
 - Sterylizowalna (121°),
 - Gwint: 9/16,
 - Wyjście na dren,
 - Uszczelka (oring),
- Wymiary reduktora: 19,5 x 15 x 8,5 cm,
- Wymiary zestawu: 33,5 x 21,5 x 10 cm,
- Waga zestawu: 1,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

