



Głowica sektorowa GE 7S (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A., (2010 r.),
- **Typ sondy: sektorowa,**
- Zakres częstotliwości: 3,7 - 6,3 MHz,
- Pole widzenia 90°,
- Kompatybilny z wieloma systemami ultrasonograficznymi GE: **są**
 - Logiq 3,
 - Logiq 5 Expert,
 - Logiq 7,
 - Logiq P5,
 - Logiq P6 i inne.
- Specjalizujący się w zastosowaniach kardiologicznych i brzusznych,
- Ten przetwornik może wytwarzać obrazy sercowe zarówno dorosłych, jak i dzieci,
- Wymiary:
 - Rękojeść: 3,5 x 10,2 x 2,9 cm,
 - Długość przewodu: 208 cm,
- Waga: ok. 1,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

