



## **Reduktor z nawilżaczem do butli tlenowej KORGIEL W8 O2 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Reduktor służy do obniżenia ciśnienia gazu pobieranego z butli do poziomu wymaganego przez użytkownika. Ciśnienie wyjściowe powinno wynosić 4 lub 8 bar zależnie od podłączonych do wyjścia urządzeń odbiorczych,
- Reduktory butlowe pracują wykorzystując membranę, która daje bardzo precyzyjną regulację ciśnienia,
- Dozownik tlenu z nawilżaczem służy do dozowania tlenu do dróg oddechowych pacjenta oraz do nawilżania tlenu,
- **Dane techniczne:**
  - Wykonany jest z chromowanego miedzi,
  - Wbudowany manometr,
  - Zakres wskazań manometru: 0-31,5 MPa,
  - Ciśnienie pracy: 0,5 MPa,
  - Przepływ: 0 ÷ 17 l / min,
  - Nawilżenie: 0 ÷ 60 %,
  - Wyposażony w specjalne przyłącze do butli tlenowej,
  - Wbudowany dozownik rotametryczny,
- **W zestawie:**
  - Butelka nawilżacza:
    - Pojemność: 200 ml,
    - Sterylizowalna (121°, czas do 20 min.),
    - Gwint: 9/16,
    - Rurka z dyfuzerem (jednorazowego użytku),
    - Wyjście na dren,
    - Uszczelka (oring),
  - Instrukcja użytkowania w języku polskim,
- Wymiary reduktora: 11,5 x 12 x 10 cm,
- Wymiary zestawu: 11,5 x 33 x 13 cm,
- Waga zestawu: 1,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

