



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS CV-145 ze źródłem światła CLE-145 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 0,5 A,
 - Automatyczna kontrola balansu bieli,
 - Posiada funkcję „freeze”,
 - Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wymiary: 42 x 45 x 7,5 cm,
 - Waga: 7,8 kg,
 - **Źródło światła OLYMPUS Model CLE-145 EVIS EXERA:**
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 1,5 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Żarówka halogenowa: 15V 150W,
 - Oświetlenie awaryjne: halogen 15V 150W,
 - Foliowany, dotykowy panel sterowania,
 - Automatyczna/manualna regulacja jasności obrazu,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - Wymiary: 37 x 45 x 14,5 cm,
 - Waga: 12,8 kg,
 - Klawiatura OLYMPUS MAJ - 844,
 - Przewód Light Control MH - 966,
 - Butelecзка do płukania endoskopu,
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia zestawu w przewód Pigtail MAJ - 843,**
- Waga zestawu: 21,9 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

