



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-procesor OLYMPUS CV-145 ze źródłem światła CLE-145 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- W skład zestawu wchodzi:
  - **Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-145 EVIS EXERA:**
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Moc: 0,5 A,
    - Automatyczna kontrola balansu bieli,
    - Posiada funkcję „freeze”,
    - Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
    - Foliowany panel sterowania,
    - Wymiary: 42 x 45 x 7,5 cm,
    - Waga: 7,8 kg,
  - **Źródło światła OLYMPUS Model CLE-145 EVIS EXERA:**
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Moc: 1,5 VA,
    - Przystosowane do endoskopów giętkich,
    - Żarówka halogenowa: 15V 150W,
    - Oświetlenie awaryjne: halogen 15V 150W,
    - Foliowany, dotykowy panel sterowania,
    - Automatyczna/manualna regulacja jasności obrazu,
    - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
    - Wymiary: 37 x 45 x 14,5 cm,
    - Waga: 12,8 kg,
  - **Klawiatura OLYMPUS MAJ - 1124,**
  - **Przewód Light Control MH - 966,**
  - **Butelecarka do płukania endoskopu,**
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia zestawu w przewód Pigtail MAJ - 843,**
- Waga zestawu: 21,9 kg,
- Kat 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

