



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół weterynaryjny VET E05 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stół weterynaryjny zabiegowy model VET-E05, posiada stabilną stalową konstrukcję na regulowanych antypoślizgowych stopkach, która umożliwia swobodny dostęp do blatu,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- W standardzie stół posiada w pełni łożyskowaną elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz blat wykonany ze stali kwasoodpornej,
- Dodatkowo w modelu VET-E05 istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia blatu za pomocą siłownika elektrycznego. Standardowo stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych.
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą);**
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Euroszyny,
 - Stolik narzędziowy,
 - Pilot nożny,
 - Wysięgnik wzdłużny,
 - Wysięgnik poprzeczny,
 - Kółka jezdne,
 - Materac z nieprzemakalnego materiału,
 - Miska uchylna,
- **Dane techniczne:**
 - Długość całkowita: 135 cm,
 - Wysokość: 56 - 106 cm,
 - Szerokość całkowita: 65 cm,
 - Typ blatu: wykonany ze stali kwasoodpornej,
 - Elektryczna regulacja kąta nachylenia blatu: Tak,
 - Zakres regulacji blatu: 0°-30°,
 - Maksymalny nacisk: 150 kg,
 - Waga urządzenia: 53 kg,
 - Napięcie elektryczne: 230 V / 50-60 Hz,
 - Moc maksymalna: 160 W,
 - Klasa ochrony: II,
 - Obudowa: IP54,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

