



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łącznik łóżkowy do defibrylatora MEDTRONIC (PHYSIO-CONTROL) LIFEPAK 15 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A.,
- Złącze do łóżka mocuje defibrylator / monitor LIFEPAK 15 na noszach lub łóżku podczas transportu pacjentów wewnątrz szpitala lub w drodze z karetki do szpitala,
- Łącznik jest zalecany wyłącznie do użytku szpitalnego,
- Wymiary: 21,5 x 15 x 6,5 cm,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

