



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit laryngologiczny MEDITOP VICTORY (cappuccino) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 2300 VA,
- Unit składa się z trzech segmentów:
 - **Segment I:**
 - Blat szafki z otworami na przewody, wykonany z materiału MARLAN® o grubości 3 cm,
 - Odległość blatu od podłogi: 76 cm,
 - Szafka o wymiarach: 50,5 x 76 x 61,5 cm,
 - Wysuwana półka na rolkach,
 - Mocowanie na maszt,
 - Wysokość masztu: 171 cm,
 - Monitor medyczny NEOVO X - 15AV,
 - **Segment II:**
 - Blat wykonany z materiału MARLAN®, **posiada pęknięcie widoczne na zdjęciu**,
 - Odległość blatu od podłogi: 97 cm,
 - Asystor z pokrywą, oraz trzema wysuwanymi tacami na instrumenty,
 - Wbudowany podgrzewacz - suszarka,
 - Jedna szuflada do przechowywania o wymiarach: 62 x 41,5 x 13,5 cm,
 - Dwie szuflady obsługiwane nożnie o wymiarach:
 - 28 x 27 x 29,5 cm,
 - 28 x 27 x 30,5 cm, dodatkowo z pojemnikiem ze stali nierdzewnej,
 - **Panel operatora:**
 - Dotykowy, foliowany panel sterowania,
 - Podgrzewacz sztywnej optyki,
 - Dmuchawka powietrzna,
 - System odsysania do przyłącza drenażowego pomieszczenia,
 - System automatycznego czyszczenia węża ssącego,
 - Dwa niezależne halogenowe źródła światła,
 - Lampa czołowa KARL STORZ,
 - Procesor kamery OLYMPUS OTV-SC z kamerą endoskopową OLYMPUS AR-T12E,
 - Podgrzewacz lustrek z 7 różnych przedziałów o rosnących średnicach od Ø 10, Ø 16, Ø 18, Ø 22, Ø 26 (2x) do Ø 30 mm, oraz gniazda na
 - ok. 60 lustek uzupełnionych transformatorem,
 - **Segment III:**
 - Część sanitarna z umywalką,
 - Umywalka o średnicy: 39 cm i głębokości 15 cm,
 - Blat wykonany z materiału MARLAN® o wymiarach: 127,5 x 76 x 61,5 cm,
 - Odległość blatu od podłogi: 76 cm,
 - Trzy szuflady z systemem „cichy domyk” o wymiarach:
 - 64,5 x 19 x 41,5 cm,
 - 64,5 x 14 x 41,5 cm,
 - 64,5 x 12 x 41,5 cm,
 - Szafka pod umywalką o wymiarach: 50 x 76 x 61,5 cm,
 - Gabaryt ogólny: 306 x 171 x 90 cm,
 - Waga unitu: 345 kg,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

