



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Unit laryngologiczny MEDITOP VICTORY (cappuccino) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 2300 VA,
- Unit składa się z trzech segmentów:
  - **Segment I:**
    - Blat szafki z otworami na przewody, wykonany z materiału MARLAN® o grubości 3 cm,
    - Odległość blatu od podłogi: 76 cm,
    - Szafka o wymiarach: 50,5 x 76 x 61,5 cm,
    - Wysuwana półka na rolkach,
    - Mocowanie na maszt,
    - Wysokość masztu: 171 cm,
    - Monitor medyczny NEOVO X - 15AV,
  - **Segment II:**
    - Blat wykonany z materiału MARLAN®, **posiada pęknięcie widoczne na zdjęciu,**
    - Odległość blatu od podłogi: 97 cm,
    - Asystor z pokrywą, oraz trzema wysuwanymi tacami na instrumenty,
    - Wbudowany podgrzewacz - suszarka,
    - Jedna szuflada do przechowywania o wymiarach: 62 x 41,5 x 13,5 cm,
    - Dwie szuflady obsługiwane nożnie o wymiarach:
      - 28 x 27 x 29,5 cm,
      - 28 x 27 x 30,5 cm, dodatkowo z pojemnikiem ze stali nierdzewnej,
    - **Panel operatora:**
      - Dotykowy, foliowany panel sterowania,
      - Podgrzewacz sztywnej optyki,
      - Dmuchawka powietrzna,
      - System odsysania do przyłącza drenażowego pomieszczenia,
      - System automatycznego czyszczenia węża ssącego,
      - Dwa niezależne halogenowe źródła światła,
      - Lampa czołowa KARL STORZ,
      - Procesor kamery OLYMPUS OTV-SC z kamerą endoskopowa OLYMPUS AR-T12E,
      - Podgrzewacz lustrek z 7 różnych przedziałów o rosnących średnicach od  $\varnothing$  10,  $\varnothing$  16,  $\varnothing$  18,  $\varnothing$  22,  $\varnothing$  26 (2x) do  $\varnothing$  30 mm, oraz gniazda na
  - ok. 60 lusterek uzupełnionych transformatorem,
  - **Segment III:**
    - Część sanitarna z umywalką,
    - Umywalka o średnicy: 39 cm i głębokości 15 cm,
    - Blat wykonany z materiału MARLAN® o wymiarach: 127,5 x 76 x 61,5 cm,
    - Odległość blatu od podłogi: 76 cm,
    - Trzy szuflady z systemem „cichy domyk” o wymiarach:
      - 64,5 x 19 x 41,5 cm,
      - 64,5 x 14 x 41,5 cm,
      - 64,5 x 12 x 41,5 cm,
    - Szafka pod umywalką o wymiarach: 50 x 76 x 61,5 cm,
- Gabaryt ogólny: 306 x 171 x 90 cm,
- Waga unitu: 345 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

