



Fotelik lekarski PRIM (fioletowy) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Nowa tapicerka** z atestem medycznym w kolorze fioletowym (**możliwość wymiany tapicerki z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego,
- Płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie: 53 - 73 cm,
- Chromowana podstawa o średnicy: 50 cm,
- Mobilny, na podwójnych kółkach,
- Wymiary:
 - Oparcia pleców: 45 x 8 cm,
 - Siedziska: Ø 38 x 8 cm,
 - Ogólne: 55 x 55 x 82 / 102 cm,
- Waga: 15 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięc,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

