



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr napalcowy PRAISTECH (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 1,5V (2 x AAA),
- **Brak baterii w zestawie,**
- Pulsoksymetr na palec, jest przeznaczony do pomiarów częstości tętna i funkcjonalnego nasycenia tlenem przez palec pacjenta. Ma zastosowanie do wyrwykowej kontroli SpO2 i tętna dorosłych oraz dzieci w domach i przychodniach,
- Szybki i łatwy w użyciu, obsługa jednym przyciskiem,
- **Kolorowy wyświetlacz OLED z wyświetlanymi funkcjami:**
 - Nasycenie tlenem,
 - Tętno,
 - Fala pulsu,
 - Wykres słupkowy impulsu,
 - Wskaźnik baterii,
- **Specyfikacje:**
 - Cztery kierunki trybu wyświetlania zmieniane jednym przyciskiem,
 - Szybki pomiar (około 7 sekund),
 - Odporność na światło zewnętrzne,
 - Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0% - 100% (dokładność $\pm 1\%$),
 - Dokładność SpO2: 70%~100% $\pm 2\%$,
 - Dokładność tętna: ± 2 bpm lub 2% (możliwość wyboru większej),
 - Pobór mocy: mniej niż 30 mA,
 - Napięcie DC: 2.6 V ~ 3.6 V,
 - Czas pracy na bateriach: około 20 godzin,
 - Domyślny limit alarmu tętna:
 - Wysoki limit: 250 bpm,
 - Niski limit: 30 bpm,
- **W zestawie:**
 - Smycz do zawieszenia,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Wymiary: 33 x 60 x 35 mm,
- Waga: około 50 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



