



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy CLINNOVA Clinical 2 (NV2550-PRM-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Bardzo mocny i sztywny stół dostępny z szeroką gamą akcesoriów,
- Nadaje się do bardzo ciężkich pacjentów podczas badań i drobnych zabiegów leczniczych,
- Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika hydraulicznego, regulacja oparcia ręczna za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony został w podstawę Premium oraz uchwyt na papier w standardzie,
- **Zalety Stołu:**
 - Konstrukcja chowanego koła i regulowana nóżka zapewniają stabilność,
 - Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
 - Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
 - Tapicerka Easy Clean o szerokości 70 cm w standardzie,
 - Wybór 15 standardowych kolorów tapicerki
- **Dane techniczne:**
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig 265 kg,
 - Regulowane oparcie od -20 ° do 80 ° z konstrukcją zapobiegającą przytrzaśnięciu,
 - Standardowa szerokość leża to 70cm wykonanego z pianki,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 49 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Bariereki boczne (para) (9002),
 - Poduszki do barierki bocznych (para) (6002P),
 - Zdejmowana podpórka pod głowę / kolana (6007),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]

