



## Stół diagnostyczno-zabiegowy CLINNOVA Clinical 2 (NV2560-CLS-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Bardzo mocny i sztywny stół dostępny z szeroką gamą akcesoriów,
- Nadaje się do bardzo ciężkich pacjentów podczas badań i drobnych zabiegów leczniczych,
- Regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego, regulacja oparcia ręczna za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony został w podstawę klasyczną oraz uchwyt na papier w standardzie,
- **Zalety Stołu:**
  - Konstrukcja chowanego koła i regulowana nóżka zapewniają stabilność,
  - Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
  - Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
  - Tapicerka Easy Clean o szerokości 70 cm w standardzie,
  - Wybór 15 standardowych kolorów tapicerki
  - Stół podnosi się z minimalnej do maksymalnej wysokości w zaledwie 15 sekund,
  - Pilot ręczny montowany standardowo w tym modelu,
- **Dane techniczne:**
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig 265 kg,
  - Regulowane oparcie od -20 ° do 80 ° z konstrukcją zapobiegającą przytrzaśnięciu,
  - Standardowa szerokość leża to 70cm wykonanego z pianki,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 95 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówek (6004),
  - Bariereki boczne (para) (9002),
  - Poduszki do barierki bocznych (para) (6002P),
  - Zdejmowana podpórka pod głowę / kolana (6007),
  - Pojedynczy włącznik nożny do NV2560 (6200)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)

