



Stół diagnostyczno-zabiegowy CLINNOVA Clinical 3 (NV3560-CLS-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Bardzo mocny i sztywny stół dostępny z szeroką gamą akcesoriów,
- Nadaje się do bardzo ciężkich pacjentów podczas badań i drobnych zabiegów leczniczych,
- Regulacja wysokość za pomocą siłownika elektrycznego, regulacja oparcia i podnóżka ręczna za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony został w podstawę klasyczną,
- **Zalety Stołu:**
 - Konstrukcja chowanego koła i regulowana nóżka zapewniają stabilność (RWD),
 - Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
 - Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
 - Tapicerka Easy Clean o szerokości 70 cm w standardzie,
 - Wybór 15 standardowych kolorów tapicerki,
 - Stół podnosi się z minimalnej do maksymalnej wysokości w zaledwie 15 sekund,
- **Dane techniczne:**
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig 265 kg,
 - Regulowane oparcie od -20 ° do 80 ° wyposażone w konstrukcję zapobiegającą przytrzaśnięciu,
 - Regulowany segment podnóżka 0° do 85° wyposażony w konstrukcję zapobiegającą przytrzaśnięciu,
 - Standardowa szerokość leża to 70cm wykonanego z pianki,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 95 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką (6004),
 - Bariereki boczne (para) (9003),
 - Poduszki do barierki bocznych (para) (6003P),
 - Stabilizator kończyny górnej (6006),
 - Zdejmowana podpórka pod głowę / kolana (6007),
 - Pojedynczy przełącznik nożny do NV3560 (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁATĄ)

