



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Atestowany alкотest jednorazowy TEST&DRIVE TRZEŻWY PORANEK. 1 szt (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Opakowanie: kartonik,
- **TEST&DRIVE jest jednorazowym alкотestem, służącym do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,**
- **Atestowany,**
- **Skuteczność: 98 %,**
- **Czas odczytu: 2 min,**
- **Łatwy w obsłudze,**
- Umożliwia dokładny i szybki pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- Profesjonalny, do użytku dla każdego kierowcy - jako uzupełnienie apteczki samochodowej,
- Może być również skutecznie wykorzystywany przez instytucje publiczne tj. policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko, służba zdrowia itp.
- Doskonały także dla wszystkich pracodawców, chcących mieć pewność, że ich pracownicy są bezpieczni, oraz że nikomu i niczemu nie zagrażają,
- **Test&Drive składa się z:**
  - **Rurki szklanej,**
  - **Substancji aktywnej w postaci granulatu adsorpcyjnego,**
  - **Filtrów,**
  - **Folii aluminiowych,**
  - **2 nasadek zabezpieczających,**
- Instrukcja obsługi w języku: PL, GB, DE,
- Wymiary: 98 x 11 mm,

