



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowy do gipsowania Wesseling PLASTER E (PLASH01) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- W standardzie występuje czteroczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Segment nożny jest dwudzielny,
- Z długim oparciem w pozycji pionowej można stworzyć wygodną pozycję siedzącą,
- Wszystkie ruchome sekcje są regulowane za pomocą sprężyny gazowej,
- Zastosowanie stołu można rozszerzyć o różne opcje, takie jak mały drążek, podpórka pod kolana/nogi oraz szyny ze stali nierdzewnej po każdej stronie,

Parametry techniczne:

- Długość:
 - 205 cm z uchwytem pacjenta na ramie,
 - 185 cm bez uchwytu pacjenta,
- Szerokość: 60 cm,
- Grubość tapicerki: 50 mm
- Regulacja wysokości: od 65 do 115 cm,
- Regulacja oparcia: 0° do 85°,
- Regulacja sekcji nóg: -90° do 45°,
- Udźwig : 175 kg,
- Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg,
- Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
- Regulowane sekcje: 3,
- Kółka: Ø 75 mm,
- Układ hamulcowy: centralny,

Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):

- MONKEY POLE,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 24-miesiące,

