



Stół zabiegowy Wesseling PRACTICAL 3 (PRA3H01) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje trzyczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga, drainage oraz flex-position.
- Stół został zaprojektowany tak, aby terapeuta mógł podstawić nogi pod stół, aby podejść do pacjenta jak najbliżej,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 196 cm,
 - Szerokość: 70 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
 - Regulacja sekcji środkowej: 0° do 20°,
 - Regulacja zagłówka: -20° do 85°,
 - Regulacja sekcji nóg / pleców: -20° do 80°,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
 - Regulowane sekcje: 3,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 60cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcne,

