



Aparat do bezoperacyjnego modelowania i odchudzenia ciała LIPOSUNIC ULIPO (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- Urządzenie Liposonic to bezinwazyjna redukcja tkanki tłuszczowej, przy zastosowaniu wysokoskoncentrowanych ultradźwięków (technologia HIFU),
- Dzięki Ulipo pacjenci mogą doświadczyć prawdziwego odchudzania i wygładzenia skóry - średnio o 2,5 cm w talii - w ciągu zaledwie jednego godzinnego zabiegu,
- Ulipo powoduje wzrost temperatury powyżej 56°C, skutecznie niszcząc tkankę tłuszczową bez uszkodzenia tkanek poza obszarem zabiegowym. Makrofagi (komórki tkanki łącznej) są przyciągane do leczonej tkanki tłuszczowej, przyłączając wolne lipidy i resztki komórkowe. Zniszczone komórki są przetwarzane w sposób naturalny przez ciało i stopniowo wydzielane w ciągu 8-12 tygodni,
- Ulipo jest także idealnym urządzeniem dla osób o prawie idealnych rozmiarach i kształtach - ale które potrzebują pomocy w momencie, gdy dieta i ćwiczenia już nie dają efektów,
- **Zalety urządzenia:**
 - Ukierunkowane i skuteczne modelowanie ciała dostosowane do pacjenta,
 - Efekty widoczne u każdego pacjenta,
 - Niechirurgiczne, nieinwazyjne,
 - Bezpieczne i skuteczne dla każdego,
- **W zestawie:**
 - **Końcówka 0,8 cm** (4 Mhz) - do zabiegów rąk, nóg i ud,
 - **Końcówka 1,3 cm** (4 Mhz) - do zabiegów na brzuchu, udach i pośladkach,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary: 46 x 35 x 100 cm,
- Waga zestawu: 37 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

