



Stół rehabilitacyjny Wesseling BOBATH 2 ELITE (BOB2BE110, BOB2BE120) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Bobath 2 Elite to największy dwuczęściowy stół z serii Bobath,
- Część oparcia jest wyposażona w dwie sprężyny gazowe, które są obsługiwane za pomocą jednej dźwigni pod samą sekcją.
- Stoły dostępne są w rozmiarach 90 cm, 100 cm,
- Dzięki nowemu mechanizmowi nożycowemu model ten może osiągnąć najniższą pozycję 42 cm i najwyższą pozycję 112 cm,
- Dzięki mocnemu silnikowi 8000 N stół standardowo może unieść 200 kg.
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i centralnym zamkiem,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 110 lub 120 cm,
 - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm,
 - Udźwig 200 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
 - Czas trwania regulacji wysokości (sek.): 40
 - Układ hamulcowy centralny,
 - Kółka 75 Ø w mm,
 - Regulowane sekcje 1,
 - Regulacja zagłówka 0° do +85°,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt na papier,
 - Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
 - Otwór na twarz w zagłówku,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące

