



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół rehabilitacyjny Wesseling BOBATH 2 ELITE (BOB2HH110, BOB2HH120) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Bobath 2 Elite to największy dwuczęściowy stół z serii Bobath,
- Część zagłówka jest wyposażona w dwie sprężyny gazowe, które są obsługiwane za pomocą jednej dźwigni pod samą sekcją.
- Stoły dostępne są w rozmiarach 110 cm, 120 cm,
- Dzięki nowemu mechanizmowi nożycowemu model ten może osiągnąć najniższą pozycję 42 cm i najwyższą pozycję 112 cm,
- Dzięki mocnemu silnikowi 8000 N stół standardowo może unieść 200 kg.
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i centralnym zamkiem,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 200 cm,
  - Szerokość: 90 lub 100 cm,
  - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm,
  - Udźwig 200 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
  - Czas trwania regulacji wysokości (sek.): 40
  - Układ hamulcowy centralny,
  - Kółka 75 Ø w mm,
  - Regulowane sekcje 1,
  - Regulacja zagłówka 0° do +85°,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt na papier,
  - Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
  - Otwór na twarz w zagłówku,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące

