



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Wesseling MONDIAL 6 (MON6HMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Mondial 6 jest montowany na specjalnej ramie, dzięki czemu sekcje można dostosować do niemal każdej pozycji, To sprawia, że ten stół jest idealny dla fizjoterapeutów.
- Zagłówek można regulować zarówno dodatnio, jak i ujemnie.
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz drainage/flex.
- Model ten jest standardowo wyposażony w regulowane podłokietniki oraz wycięcie na twarz w zagłówku,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
 - Regulacja zagłówka: -90° do 15°,
 - Regulacja sekcji pleców: -20° do 75°,
 - Regulacja sekcji siedzącej: -25° do 75°,
 - Regulacja podłokietników: 0° do -16°,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 27 sek.
 - Regulowane sekcje: 6,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON

