



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół pionizujący Wesseling ARISTO FAST (ARIST05) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Aristo to bardzo mocny i sztywny stół uchylny,
- Stół ma dwa silniki elektryczne które umożliwiają ustawienie leża do kąta 90°,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki oraz koła z centralnym układem hamulcowym,
- Regulacja za pomocą siłowników elektrycznych
- Pacjent może być przymocowany do stołu za pomocą opcjonalnych pasów, dzięki czemu pacjent jest bezpieczny, a stół może być przechylony pod każdym kątem od 0 ° do 90 °
- Pod jakim kątem ustawiony jest stół, można zobaczyć na kątomierzu zamontowanym z boku stołu,
- Zagłówek jest regulowany w dowolnym położeniu za pomocą sprężyny gazowej. Podnóżki są indywidualnie regulowane w 6 pozycjach. W pozycji 6 podnóżki są całkowicie złożone w dół,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 220 cm,
  - Szerokość: 85 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 53 do 103 cm,
  - Regulacja zagłówka: -35° do 90°,
  - Regulacja podnóżka: -20° do 20°,
  - Udźwig : 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg,
  - Czas trwania regulacji pochylenia: 21 sek.
  - Czas trwania regulacji wysokości: 14 sek.
  - Regulowane sekcje: 1,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 100 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Platforma robocza do Aristo z regulacją wysokości i głębokości,
  - Platforma robocza do Aristo z regulacją wysokości, głębokości i kąta,
  - Zestaw uchwytów do Aristo z regulacją wysokości,
  - Podłokietnik do Aristo z regulacją wysokości i głębokości, z regulowanymi uchwytami,
  - Podnóżek do Aristo – jedna sekcja,
  - Plastikowe podstawy nóg do zamontowania na podnóżku Aristo,
  - Pas mocujący z rzepem do mocowania pacjenta do stołu zabiegowego (180x8 cm),
  - Pas mocujący z rzepem do mocowania pacjenta do stołu zabiegowego (240x8 cm),
  - Poduszka na pas mocujący zapewnia dodatkowy komfort,
  - Bateria Linak do Jumbo – pack,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Otwór na nos,
  - Duża poduszka na kark,
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

