



Stół rehabilitacyjny Wesseling BASIX 2 (BAS2TEMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Ten dwuczęściowy stół zabiegowy nadaje się do różnych celów.
- Dzięki ramie nożycowej stół ma szeroki zakres regulacji wysokości i podnosi się prosto.
- Zagłówek można regulować zarówno dodatnio, jak i ujemnie.
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika elektrycznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 45 do 115 cm,
 - Regulacja zagłówka: -35° do 85°,
 - Regulacja sekcja leża: 0° do -25°,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Regulowane sekcje: 2,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Otwór na nos,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

