



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Wesseling BASIX 3 FLEX (BAS3FEMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Ten trzyczęściowy stół zabiegowy nadaje się do różnych celów.
- Dzięki wyposażeniu stołu w otwór na nos i system przełączników drążkowych jest idealnym stołem do fizjoterapii,
- Ze względu na podział powierzchni stołu pacjent podczas zabiegu zawsze siedzi lub leży w wygodnej pozycji.
- Dodatkowo najwyższa pozycja 115cm zapewnia każdemu możliwość stworzenia ergonomicznej powierzchni roboczej
- Stół wyposażony jest w dwie sprężyny gazowe pod sekcją środkową, co oznacza, że można osiągnąć tzw. „pozycję wypiętrzenia nerkowego”,
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika elektrycznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję drainage i Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 45 do 115 cm,
 - Regulacja sekcja leża: 0° do -25°,
 - Regulacja zagłówka: -55° do 85°,
 - Regulacja oparcia: -25° do 85°,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Regulowane sekcje: 3,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Otwór na nos,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

