



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Wesseling BASIX 5 FLEX(BAS5FHMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- BasiX 5 Flex jest najbardziej wszechstronnym modelem i jest wyposażony w podłokietniki i można go ustawić w pozycji drainge i Trendelenburga.
- Sekcja tylna i środkowa zostały wyposażone po dwie sprężyny gazowe, segment zagłówka w pojedynczą sprężynę gazową.
- Stół posiada podłokietniki z regulacją wysokości obok sekcji głowy
- Dzięki podłokietnikom pacjent może położyć ręce przy głowie i przyjąć bardzo wygodną pozycję,
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję drainage i Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 48 do 98 cm,
 - Regulacja zagłówka: -55° do 85°,
 - Regulacja leża: 0° do -25°
 - Regulacja oparcia: -25° do 85°,
 - Regulacja podłokietników: 0-17 cm,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Regulowane sekcje: 5,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Otwór na nos,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
 - Dodatkowy przełącznik do regulacji wysokości,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcie,

