



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół endoskopowy Wesseling PRACTICAL 2 (PRA2ET0) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Obie części mogą być regulowane oddzielnie, w dowolnym położeniu,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 196 cm,
 - Szerokość: 70 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 46 do 98 cm,
 - Regulacja zagłówka: -20° do 85°,
 - Regulacja sekcji głównej: 0° do 35°,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
 - Regulowane sekcje: 2,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Bariery boczne,
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,



PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON

PRAISTON